

# Spuitenpomplijnen

## Standaard spuitenpomplijnen

Standaard spuitenpomplijnen zijn in verschillende diameters en lengtes verkrijgbaar en zijn voorzien van M/F luer lock aansluitingen



## Standaard spuitenpomplijnen

- De lijnen zijn vervaardigd uit PE/PVC zodat ze zowel inert als flexibel zijn
- Leverbaar in twee diameters en verschillende lengtes

## Spiraallijnen

- De lijnen zijn vervaardigd uit PE
- Diameter 1,0 x 2,0mm
- Leverbaar in verschillende lengtes

