



## DryMax 2.4 improves working environment during examinations and operations

Many, for example, arthroscopy-based surgeries, produce large quantities of flushing liquid (ie irrigation fluid), urine, blood, etc. There is a big risk of slipping or falling on a wet floor – but we have the solution!

DryMax 2.4 is a superabsorbent single-use mat or cloth with a high absorption capacity. Despite being only a few millimetres thick, the mat absorbs and can contain large quantities of fluids and also bacteria. DryMax 2.4 is capable of absorbing up to 9 litres of water or 3.5 litres of saline solution. It can be placed under the operating table, in front of the feet of the surgical team. Another application is on the examination table of wet examinations – under the patient with a sterile sheet over – to collect flushing liquid, preventing soaking of the patient and equipment. The cloth does not leak or drip as the absorbed fluids remain inside and are turned into a gel. Since both liquid and bacteria are retained in the gel this product contributes to the infection control of operations and examinations.

The result is a drier, more hygienic, safer and pleasant working environment – also meaning less time and money spent on cleaning. Depending on the fluid absorbed – the mat can be disposed of in the usual manner. Turn-around time is reduced considerably, allowing for more operations to be carried out.

DryMax is the brand name of a range of products offering efficient, improved hygiene and infection control in the operation room and effective management of wound exudate. All of our products are made in the same uncompromising high standard, are easy-to-use and are environmentally friendly. They contribute towards improved clinical efficiency and help reduce costs. Developed and manufactured by ourselves, Absorbest AB, Sweden, the products are sold through local distributors throughout the world.

OPERATION **DryMax**<sup>®</sup>  
2.4

REF	F20241
Size	72 x 37 cm
Weight	apx 120 g
Applications	Absorbs waterbased liquids such as saline, urine and blood
Use	Disposable product for single use, do not cut outer cover, do not stand on the mat – risk of slipperiness
Sterile	No
Absorbency	9 liters of tap water or 3.5 liters of 0.9% NaCl
Composition	Core: cellulose and sodium polyacrylate. Outer cover: polypropylene non woven
Disposal	Treat as clinical waste, combustion forms carbon dioxide and water
Packaging	25 pcs/plastic bag (to hang on wall) x 4 = 100 pcs/box



### Verbesserte Arbeitsbedingungen bei Untersuchungen und Operationen

DryMax 2.4 ist ein extrem dünnes superabsorbierendes Einwegtuch, das Spülflüssigkeit, Urin und Blut aufnimmt. Es wird auf den OP-Boden gelegt und kann bis zu 9 Liter Wasser oder 3,5 Liter Kochsalzlösung aufnehmen. Es sorgt für trockene, hygienische und sichere Arbeitsbedingungen, spart Kosten und Zeit für die Reinigung des OPs und ermöglicht insgesamt kürzere Durchlaufzeiten.



### Ambiente de trabajo mejorado durante exámenes y operaciones

DryMax 2.4 es una alfombra muy fina de gran capacidad, desechable y superabsorbente, capaz de absorber líquido de lavado, orina y sangre. Se coloca delante de los pies y puede retener hasta 9 litros de agua o 3,5 litros de solución salina sin fugas. Proporciona un ambiente de trabajo más seco, higiénico y seguro reduciendo el tiempo y el dinero destinados a la limpieza, lo que permite una rotación más rápida.



### Betere werkomgeving bij onderzoek en operaties

DryMax 2.4 is een zeer dunne, hoogwaardige en superabsorberende mat voor eenmalig gebruik die spoelvloeistof, urine en bloed absorbeert. Op de vloer kan deze tot 9 liter water of 3,5 liter zoutoplossing opzuigen zonder te lekken. De mat zorgt voor een droge, hygiënische en veilige werkomgeving, waardoor tijd en geld wordt bespaard bij het schoonmaken en de kamer snel weer gebruiksklaar is.



### Βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας κατά τη διάρκεια εξετάσεων και επεμβάσεων

Το DryMax 2.4 είναι ένα πολύ λεπτό, υπερ-απορροφητικό ταπέτο μίας χρήσης και υψηλής ικανότητας απορρόφησης υγρών πλύσης, ούρων και αίματος. Όταν τοποθετείται μπροστά από τα πόδια, μπορεί να συκρατήσει έως 9 λίτρα νερού ή 3,5 λίτρα αλατούχου διαλύματος χωρίς διαρροή. Παρέχει ένα πιο στεγνό, πιο υγιεινό και πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας μειώνοντας το χρόνο και τα χρήματα που καταναλώνονται στον καθαρισμό, με αποτέλεσμα γρηγορότερη αλλαγή εργασίας.



### 診察・手術中の作業環境を改善

DryMax 2.4は、洗浄液、尿、血液を吸収する能力が非常に高い、超薄型の使い捨て高性能マットです。足の前に置くと、9リットルの水、3.5リットルの塩水を漏らさず吸収することができます。乾燥性が高く、清潔で安全な職場環境を作り、清掃に費やす費用や時間を削減することで収益率も上がります。



### Meilleur environnement de travail pour examens et opérations

DryMax 2.4 est une natte très fine à usage unique, super absorbante, capable d'absorber solution de nettoyage, urine et sang. Placée devant les pieds, elle peut retenir 9 L d'eau ou 3,5 L de solutions saline sans déborder. Elle assure un environnement de travail plus sec, plus hygiénique et plus sûr, économise le temps et l'argent du nettoyage et permet une rotation plus rapide.



### Ambiente di lavoro migliore per esami e operazioni

DryMax 2.4 è un sottilissimo telo superassorbente monouso ad alta capacità, in grado di assorbire liquidi, sangue e urina. Disposto davanti ai piedi, può contenere fino a 9 litri d'acqua o 3,5 litri di soluzione salina senza perdite. Contribuisce a un ambiente di lavoro più asciutto, igienico e sicuro, riducendo al contempo i costi e il tempo dedicati alla pulizia e aumentando la produttività.



### Förbättrar arbetsmiljön vid undersökningar och operationer

DryMax 2.4 är en mycket tunn men superabsorberande engångsmatta med extra hög kapacitet att absorbera t ex spolvåtska, urin och blod. Placeras på golvet framför användaren, där den absorberar och innesluter upp till 9 liter vatten eller 3,5 liter saltlösning utan att läcka. Ger en torrare, mer hygienisk och säkrare arbetsmiljö. Minskar tid och kostnad för städning/ rengöring och bidrar till att man snabbare kan operera igen.



### Muayenelerde ve ameliyatlarda daha iyi çalışma ortamı

DryMax 2.4, yıkama sıvısı, idrar ve kan emebilen, çok ince, süper emici, tek kullanımlık, yüksek kapasiteli paspastrır. Ayak önüne yerleştirildiğinde, 9 litre su veya 3.5 litre salin solüsyonu sızdırmadan emebilir. Daha kuru, daha hijyenik ve daha güvenli bir çalışma ortamı, temizlik için harcanan zaman ve paradan tasarruf sağlar, işlemler arasındaki süreyi kısaltır.



### بيئة عمل محسنة خلال عمليات الكشف الطبي والعمليات الجراحية

تمثل DryMax 2.4 ممسحة أرضيات تتمتع بدرجة كبيرة من دقة السمك والقدرة على الامتصاص والسعة العالية، يتم تخصيصها للاستعمال مرة واحدة، ويمكنها امتصاص سوائل الغسيل والبول والدم. يتم وضعها أمام القدمين، ويمكنها أن تسع ما يصل إلى 9 لترات من الماء أو 3.5 لترات من المحلول الملحي وذلك دون تسرب. تتيح الممسحة المحافظة على تحد بذلك من الوقت والتكلفة اللازمة للتنظيف، مما يتيح معدلاً أسرع لجاهزية العمل.